

Косметологическое кресло или кушетка: профиль, секции и рабочая высота

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Кресло и кушетка для косметического кабинета могут выглядеть похоже и выполнять часть одинаковых задач. При выборе важнее проверить форму лежа, изменение спинки и ножной части, рабочую высоту и подход мастера. Кресло, которое раскладывается горизонтально, и анатомическая кушетка с постоянным профилем дают разную посадку клиента и разный доступ к рабочей зоне.

Сравним «Селесту», «Модену» и «Гранду». Первая показывает особенности анатомического лежа и двух оснований, вторая сочетает гидравлику с механическими секциями, третья использует три электромотора. Разберём, за какую функцию платить, как проверить место у головы и сбоку, что измерить до покупки и как принять мебель после доставки.

Три конструкции: что меняется в рабочем положении

Модель и базовая цена	Форма и регулировки	Данные для выбора
Селеста 18 080 ₽	Анатомический профиль; деревянное или металлическое основание выбирают отдельным исполнением	Длина 170 см, ширина 70 см; высота деревянного исполнения 76 см, металлического 60 см; базовая цена за деревянное
Модена 34 500 ₽	Высота меняется гидравликой; спинка и ножная часть механически	Съёмная подушка под голову, мягкие подлокотники и вырез для лица; рабочее положение собирают из настроек секций
Гранда 112 000 ₽	Три электрических движения: высота, спинка и ножная часть; управление пультом	Длина 182 см, ширина 75 см, высота 72-87 см; подушка-подголовник съёмная

У «Селесты» числа 76 и 60 см относятся к разным основаниям. Это не подъём одной кушетки на 16 см. У «Гранды» диапазон 72-87 см относится к регулируемой конструкции, а разница крайних значений составляет 15 см. Такие записи важно различать до заказа, особенно если место используют несколько мастеров.

Быстрый выбор: что поставить под вашу работу

- **Селеста, 18 080 руб.** Для работы, которой подходит готовый анатомический профиль и выбранная постоянная высота. Деревянное основание за 18 080 ₽ даёт габарит 170 × 70 × 76 см; металлическое исполнение высотой 60 см подберём отдельно.
- **Модена, 34 500 руб.** Для кабинета, где нужно менять посадку клиента и высоту с помощью гидравлики. Спинка и ножная часть настраиваются вручную; базовая цена 34 500 ₽. Примерим управление и подход мастера к вашей рабочей зоне.
- **Гранда, 112 000 руб.** Для частой перенастройки высоты, спинки и ножной части с пульта. Все три движения электрические; высота 72-87 см, габарит по длине и ширине 182 × 75 см. Подходит, когда эти регулировки используются в ходе работы.

Анатомическая кушетка, гидравлика и три мотора

 Кушетка анатомическая «Селеста» Анатомический профиль; базовое деревянное исполнение 170 × 70 × 76 см. 18 080 руб.	 Косметологическое кресло «Модена» Гидравлическая высота, механические спинка и ножная часть. 34 500 руб.	 Косметологическая кушетка «Гранда» Электрические высота, спинка и ножная часть; 182 × 75 см, высота 72-87 см. 112 000 руб.
---	---	---

Плоская поверхность и анатомический профиль

На плоском ложе можно по-разному размещать клиента и дополнительные опоры, когда это соответствует работе и назначению мебели. Анатомический профиль заранее задаёт изгибы поверхности. Он должен подходить положению человека в вашей услуге. Проверяйте контакт головы, плеч, поясницы и ног, сохраняя удобный доступ к нужной зоне.

У «Селесты» длина 170 см и ширина 70 см. Эти габариты помогают оценить размещение, но длина профилированной поверхности не описывает посадку каждого человека одним числом. На примерке проверьте положение ног и головы, необходимость съёмной опоры и возможность разместиться без неудобного края под телом.

Профилированную кушетку выбирают по форме и работе с клиентом. Слово «анатомическая» не сообщает электрическую регулировку, раскладывание в ровную плоскость или лечебное действие. Для базовой «Селесты» сначала выбирают основание и его высоту, затем проверяют профиль у рабочего места.

Если мастер работает у лица, важен свободный подход к изголовью. Для бокового доступа важны ширина, положение рук клиента и опоры у пола. Один удачный вид сверху не показывает, упрётся ли пятилучье рабочего стула в каркас и сможет ли мастер приблизиться достаточно близко.

Когда секционное кресло удобнее фиксированного ложа

Изменяемая спинка позволяет переходить между положениями клиента, когда этого требует услуга. Ножная секция меняет поддержку ног и общий контур мебели. Если разные этапы предполагают разные положения, составьте их последовательность до покупки. Так можно увидеть, какие движения нужны постоянно, а какие останутся редко используемой возможностью.

«Модена» сочетает гидравлическую высоту и механические спинку с ножной частью. Это разные регулировки одного кресла. Подъём гидравликой не означает автоматическое изменение спинки. На демонстрации пройдите каждый орган управления и сохранение выбранного положения.

Для «Гранды» карта другая: высота, спинка и опора ног меняются электроприводами. Например, если между этапами нужно приподнять спинку и изменить ножную часть, эти действия выполняют соответствующими командами пульта. Проверьте доступ к нему и путь секций при обычной расстановке.

Подлокотники и съёмная подушка влияют на посадку и подход. Уберите только те элементы, для которых предусмотрено снятие, и повторите рабочую позу. Возможность освободить боковой доступ не означает, что можно произвольно разбирать крепления и менять состав конструкции.

Высота: три точки, которые нужно записать

Первое измерение относится к опоре клиента в рабочей зоне. Второе к сиденью мастера, третье к свободному пространству для его коленей и основания стула. У анатомического ложа разные участки находятся на разной высоте. Поэтому измерение средней части и уровня головы записывают с указанием точки.

У «Селесты» деревянное основание даёт высоту 76 см, металлическое 60 см. Выбор более низкого варианта меняет весь уровень работы. Не рассчитывайте после сборки опустить деревянное исполнение рычагом: это другая конструкция основания. Для сравнения двух вариантов повторите примерку со своим стулом.

«Гранда» имеет регулировку 72-87 см. Проверьте не только доступный максимум, но и нижнее положение. Если мастеру нужен рабочий уровень ниже 72 см, большой верхний предел не поможет получить недостающий низ. Для «Модены» подберём исполнение и пришлём замер нужного рабочего положения перед поставкой.

Высоту нельзя выбирать только по росту сотрудника. Влияют рабочая обувь, положение клиента, освещение и расстояние до зоны. Сначала найдите удобную взаимную настройку, затем запишите числа и выбранную комплектацию. Это помогает повторить место в другом кабинете.

Ширина и доступ: больше сантиметров не всегда полезнее

Ширина «Селесты» 70 см, «Гранды» 75 см. Дополнительные 5 см могут менять размещение клиента и досягаемость дальней стороны. На примерке проверьте, где находятся руки и принадлежности, как мастер подходит сбоку и может ли работать у головы без постоянного вытягивания рук.

Полезная мягкая площадка и наружный габарит решают разные задачи. Если в размер входят подлокотники или декоративные элементы, для планировки учитывают весь контур. Для посадки отдельно оценивают доступную поверхность. Нельзя принять ширину рамы за ширину ложа только по общей строке размеров.

Посмотрите на мебель у пола. Основание, поперечина, педаль и кабели могут ограничить подход раньше, чем верхняя поверхность. Подведите рабочий стул, повернитесь к тележке и вернитесь к клиенту. Этот маршрут стоит проверить для обычного и изменённого положения секций.

Расчёт места для Селесты и Гранды

Калькулятор помогает предварительно сравнить два наружных прямоугольника: 70 × 170 и 75 × 182 см. Введите место с каждой стороны, передний и задний запас. Начальные 55, 70 и 50 см служат условным примером расстановки, а не нормативом прохода или площади кабинета.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула: ширина зоны = ширина мебели + 2 × боковой запас; длина зоны = длина мебели + передний запас + задний запас. Площадь в м² = ширина зоны × длина зоны / 10 000 при исходных сантиметрах.

Для «Селесты» пример даёт $70 + 2 \times 55 = 180$ см и $170 + 70 + 50 = 290$ см. Площадь $180 \times 290 / 10\,000 = 5,22$ м². Для «Гранды» получаем $185 \times 302 / 10\,000 = 5,587$ м², интерфейс округляет до 5,59 м². Пустые и отрицательные значения запаса калькулятор просит исправить.

После расчёта добавьте на план раковину, хранение, тележку, дверь и свет. Проверьте движение спинки и ножной секции, подход для уборки и положение клиента при посадке. Прямоугольник одного предмета с выбранными запасами не описывает весь кабинет и весь путь движущейся конструкции.

Базовая цена и выбранное исполнение

«Селеста» за 18 080 ₽ поставляется в деревянном исполнении. Металлическое основание имеет доплату 20%. Расчёт: $18\,080 \times 0,20 = 3\,616$ ₽ дополнения, итог 21 696 ₽. Вместе с материалом основания меняется высота: 76 и 60 см. Это следует учитывать при сравнении бюджета и посадки.

«Модена» стоит 34 500 ₽ в базовой комплектации, «Гранда» 112 000 ₽. Разница 77 500 ₽ связана с разными конструкциями и управлением. Сравнивайте не только цену, но и список движений, которые нужны в работе. Для части задач гидравлика и ручные секции достаточны, для другой важна частая электрическая перенастройка.

В итоговый заказ включают выбранную обивку, основание, органы управления и дополнительные элементы. Подготовим состав и стоимость до оформления. Если требуется несколько мест, сначала проверьте комплектацию каждого: одинаковое название мебели не означает, что всем мастерам нужна одна высота.

Подводные камни эксплуатации

Название «кушетка» не сообщает, фиксированная ли поверхность и сколько у неё секций. У «Гранды» три электрических регулировки, у анатомической «Селесты» другие принципы выбора положения. Смотрите на карту движений и профиль, а не только на раздел каталога.

Отверстие для лица и подушка решают задачу размещения головы при подходящей работе, но не превращают любую модель в универсальный массажный стол. Для нагрузки и техники конкретной услуги подберём мебель с соответствующим назначением. Подножку и край спинки не используют как ступень для посадки.

На электромодели нужно заранее разместить пульт и провод. Питание, режим включения и рабочие паузы проверяют по инструкции системы. Количество моторов не позволяет вычислить потребление всей кушетки и выбрать защиту линии. Подготовим необходимые сведения для подключения выбранного исполнения.

Необходимые опоры и чехлы лучше примерить сразу. Слишком толстая дополнительная подушка меняет положение клиента и уровень рук мастера. Складка покрытия может попадать под тело или мешать доступу. Проверяйте рабочую конфигурацию с теми принадлежностями, которые действительно будут использоваться.

Нормативы для мебели и косметического кабинета

Для салонных бытовых услуг с 1 сентября 2026 года действуют СП 2.1.4284-26. По пункту 99(5) мебель рабочего места должна допускать обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Сохранность обивки, доступ к стыкам и совместимость ухода важны и для выбора, и для дальнейшей эксплуатации.

Пункт 99(4) предусматривает для кабинетов декоративной косметики общее и местное освещение, а в косметических кабинетах изоляцию рабочих мест перегородками высотой 1,8 м. Общие требования к воде и водоотведению, а также организация обработки инструмента учитываются при подготовке помещения. Их не заменяет покупка мебели нужного размера.

По 99(35) влажная уборка помещений проводится не реже двух раз в день, по 99(36) уборка с обработкой предусмотренных поверхностей по графику не реже раза в неделю. Для собственного процесса дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструмента пункт 99(20) предусматривает оборудованное место с раковиной и горячей/холодной водой.

ГОСТ 19917-2014 относится к мебели для сидения и лежания в своей области применения. Документы конкретного изделия проверяют по его назначению. Для медицинского кабинета подберём соответствующее исполнение и комплект документов; салонная форма кресла сама по себе не определяет регистрационный статус.

Уход и техническое обслуживание

Контактные поверхности очищают и обрабатывают совместимым способом. Сведения о концентрации и выдержке берут из инструкции средства, рекомендации по обивке из документов мебели. Абразив, жёсткая щётка и случайный растворитель могут повредить поверхность. Остатки жидкости не оставляют бесконтрольно затекать в швы и механизм.

Осматривайте швы, чехлы, съёмные подушки и доступные соединения. Повреждение покрытия затрудняет обработку и требует решения до продолжения работы. Для фиксаторов важны сохранение положения и отсутствие нового люфта. Если секция сама смещается, прекратите использование и передайте нам описание проявления.

Гидравлический узел проверяют по сохранению высоты и отсутствию следов утечки. Электрическую систему по состоянию кабеля, пульта и предусмотренных соединений. Перед очисткой и техническими действиями соблюдают порядок отключения из инструкции. Газовые и гидравлические узлы не вскрывают и не заправляют произвольно.

Периодичность обслуживания и контроль креплений определяются инструкцией изделия. Записывайте обнаруженные изменения и заменённые детали. При обращении в сервис укажите модель, исполнение основания, дату поставки и проявление проблемы. Это помогает быстрее подобрать совместимый узел и порядок работ.

Приёмка с проверкой рабочего положения

1. Сверьте модель, основание, обивку, подушки, подлокотники и управление с составом поставки.
2. Осмотрите каркас, покрытие и швы, отметьте повреждения при передаче.
3. После сборки по инструкции проверьте устойчивость на ровном полу, фиксаторы и предусмотренные движения.
4. У Селесты проверьте выбранное основание и высоту. Деревянное и металлическое исполнения не смешивают в одну регулировку.
5. У Модены проверьте гидравлику, отдельно механические спинку и ножную часть.
6. У Гранды пройдите команды высоты, спинки и ножной секции по одной, проверьте место пульта и путь кабеля.
7. Примерьте клиента и мастера, свет, тележку и доступ к рабочей зоне. Повторите подход у головы и сбоку.
8. Сохраните документы и выбранные настройки, подготовьте поверхности к использованию.

Частые ошибки выбора

- Считать название «кушетка» достаточным описанием профиля и регулировок.
- Принимать 60 и 76 см Селесты за диапазон одного подъёмника.

- Выбирать высоту только по росту мастера без клиентского оборудования и рабочего стула.
- Планировать подход по верхней поверхности, забывая основание у пола.
- Сравнивать деревянную базу и металлическое исполнение без учёта доплаты и высоты.
- Ожидать одинаковую схему движений у любых трёхмоторных моделей.
- Выбирать обивку без проверки разрешённого ухода.

FAQ: кресло, профиль и основание

У Селесты регулируется высота от 60 до 76 см?

Это две комплектации: металлическое основание даёт 60 см, деревянное 76 см. В базовую цену входит деревянное исполнение.

Сколько стоит металлическая Селеста?

При базовой цене 18 080 ₽ и доплате 20% получается 21 696 ₽. Подберём основание вместе с нужной рабочей высотой и обивкой.

Какие движения электрические у Гранды?

Высота, спинка и ножная часть. Регулировка выполняется пультом. Высота меняется в пределах 72-87 см.

У Модены все секции гидравлические?

Гидравлика меняет высоту. Спинка и ножная часть регулируются механически. Эти действия проверяют отдельно на примерке.

Какая модель шире?

У Селесты ширина 70 см, у Гранды 75 см. Для выбора дополнительно оцените положение клиента и досягаемость дальней стороны.

Что считает калькулятор места?

Наружный прямоугольник мебели с введёнными запасами по бокам, спереди и сзади. Начальные значения условные; для своего кабинета добавьте остальные предметы и движение секций.

Анатомический профиль подходит любой услуге?

Его примеряют к положению клиента и нужному доступу. Для другой посадки или плоской поверхности может понадобиться другая конструкция и настройка секций.

Какие сведения прислать для подбора?

План помещения, перечень рабочих положений, данные стула мастера и нужную высоту зоны. Сопоставим профиль, секции, основание и комплект.

Модели и оборудование рабочего места

Селеста, Модена, Гранда: форма, управление и комплектация.

Подбор высоты и формы стула мастера.

Свет, оптика и крепление лампы-лупы.