

Тележка мастера: ящики, высота, колёса и закупка

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Тележка должна держать нужные принадлежности в зоне доступа и свободно перемещаться рядом с мастером. Для парикмахера это ящики и держатель фена, для колориста площадка под рабочий набор, для педикюра место у ног клиента. Одинаковое число ящиков ещё не означает одинаковое удобство: высота, наружная ширина, форма крышки и движение колёс меняют способ работы.

Сравним три наши модели: М-01, «Глорис-02» и низкую «Алана-01». Разберём размеры, размещение инструментов, уход за роликами, ограничения нагрузки и бюджет нескольких мест. Полезные проверки выполняют до покупки: проще подобрать подходящую высоту и устройство, чем потом обходить неудобную тележку в течение каждой смены.

Три модели: одинаковый размер сверху и разная рабочая роль

В таблице ширина и глубина относятся к наружным габаритам. Внутренние размеры ящика и полезная площадка крышки определяют, поместится ли ваш лоток. Общий размер корпуса нужен для расстановки и движения рядом с креслом. При примерке дополнительно учитывают открытый ящик, выступающий фен и кабель.

Модель	Размеры, Ш × Г × В	Устройство и роль
М-01 4 900 ₽	33 × 34 × 84,5 см	Металлический каркас, пять пластиковых выдвижных ящиков, съёмный держатель фена, четыре пластиковых колеса
Глорис-02 9 000 ₽	33 × 34 × 85 см	Пять пластиковых ящиков, верхняя металлическая полка, держатель фена и боковые пластиковые панели
Алана-01 6 250 ₽	44 × 36,5 × 32 см	Низкая тележка для инструментов: металлический каркас, пластиковый ящик и крышка с отверстиями, поворотные колёса

М-01 и «Глорис-02» имеют одинаковый наружный прямоугольник 33 × 34 см. Разница высоты всего 0,5 см. Основное различие при выборе находится в устройстве верхней части и боковин. У «Алана-01» другая задача: высота 32 см подходит для низкого размещения у педикюрного места, а ширина 44 см на 11 см больше, чем у двух высоких моделей.

Быстрый выбор: какая тележка нужна вам

- **М-01, 4 900 руб.** Для оснащения парикмахерского места с небольшим бюджетом. За 4 900 ₽ получаете пять ящиков, съёмный держатель фена и корпус 33 × 34 см.
- **Глорис-02, 9 000 руб.** Для тех, кому при тех же ширине и глубине нужна верхняя металлическая полка и боковые панели. Пять ящиков сохраняют привычное разделение принадлежностей.

- **Алана-01, 6 250 руб.** Для работы у ног клиента: низкая конструкция высотой 32 см с одним ящиком и крышкой для принадлежностей. Её выбирают по рабочему уровню, а не вместо высокой тумбы парикмахера.

Тележки для примерки рабочего набора

		
Тележка парикмахерская "М-01" Пять ящиков, съёмный держатель фена, высота 84,5 см. 4 900 руб.	Тележка парикмахерская "Глорис-02" Металлическая верхняя полка, пять ящиков, высота 85 см. 9 000 руб.	Тележка для инструментов "Алана-01" Низкая модель 44 × 36,5 × 32 см для инструментов у педикюрного места. 6 250 руб.

Сначала соберите рабочий набор, затем выбирайте хранение

Выложите на стол предметы, которые используются за одну услугу, и отдельно запас на смену. Для парикмахерского места это могут быть чистые подготовленные расчёски, зажимы, расходники и сменные принадлежности. Для педикюра организация зависит от инструмента, упаковки и процесса обработки. Использованные предметы сразу направляют в предусмотренную отдельную ёмкость или зону.

Теперь определите, что требуется держать открыто на верхней поверхности, а что доставать из ящика. Чем меньше предметов сверху, тем проще найти нужный и подготовить тележку к следующему клиенту. Верхнюю площадку не превращают в постоянный склад всех флаконов. Высокий запас средств увеличивает массу в верхней части и затрудняет уборку.

Пять ящиков М-01 или «Глорис-02» позволяют выделить несколько групп хранения. Сами по себе пять отделений не показывают их полезную высоту и вместимость. Для выбора приложите свой лоток, проверьте выступающие ручки, крышку и возможность взять предмет, не вытаскивая всё содержимое. Подготовим замеры под ваш рабочий набор до сборки заказа.

У низкой «Алана-01» один ящик и крышка с отверстиями. Такое устройство подходит для другого уровня доступа. Проверьте, где будет находиться рука сидящего мастера, не задевает ли корпус опору педикюрного кресла и не приходится ли тянуться через ногу клиента. Важна организация текущих инструментов, а запас можно разместить в отдельной мебели.

Рабочая высота: разница между 85 и 32 см

Высокую тележку парикмахер обычно использует стоя рядом с креслом. Проверьте верхнюю поверхность и верхний ящик в привычной рабочей позиции. Если для каждого предмета приходится поднимать плечо или далеко отводить локоть, положение мебели стоит изменить. Одинаковая высота корпуса может восприниматься по-разному из-за расположения ручек и держателя.

Низкая модель решает задачу у педикюрного места. У «Алана-01» высота 32 см относится к наружному габариту. Она на 52,5 см ниже М-01. Такой перепад нельзя компенсировать количеством ящиков: сначала выбирают уровень доступа, затем сравнивают вместимость. Не ставьте низкую тележку на случайную подставку ради получения высокой рабочей поверхности.

Подъезьте со своим стулом и проверьте колени, опору стоп и движение пятилучья. Нижняя мебель может помещаться под рабочим уровнем, но мешать колёсам стула. При примерке тележку ставят с той стороны, откуда мастер действительно берёт принадлежности. Для правой и левой рабочей руки удобные положения могут отличаться.

Наружный габарит, открытый ящик и место для движения

Прямоугольник корпуса М-01 и «Глорис-02» равен $0,33 \times 0,34 = 0,1122 \text{ м}^2$. У «Алана-01» $0,44 \times 0,365 = 0,1606 \text{ м}^2$. Низкая модель занимает больший прямоугольник, несмотря на значительно меньшую высоту. Для узкого прохода ширина и глубина важнее впечатления от общего размера фотографии.

Эти площади относятся к наружному габариту мебели. Открытый ящик, рука мастера и выступающий держатель расширяют используемую зону. Если тележку ставят между креслом и стеной, измеряйте расстояние при том положении кресла, в котором идёт работа. У вращающегося оборудования проверяют весь используемый поворот.

Сделайте разметку корпуса на полу, а затем добавьте линию открывания ящика. Проверьте, можно ли взять предмет и пройти к соседнему месту. Для тележки с феном дополнительно отметьте рукоятку, насадку и свободный кабель. Выступающая принадлежность может задеть мебель раньше, чем до неё доедут колёса.

Габарит верхней площадки и колёсного основания тоже могут различаться. Особенно это важно у тележек колориста на пятилучье: узкий поднос не показывает ширину опоры. При подборе такой конструкции сравниваем площадку, нижний габарит и высоту регулировки отдельно. Для прохода учитывают наиболее выступающую часть.

Ящики, крышка и верхняя металлическая полка

Пластиковый ящик удобен, когда его форму и доступ можно сопоставить с вашим набором. Проверьте выдвигание, отсутствие острых кромок и возможность очистить внутренние углы. Если конструкция предусматривает снятие ящика, порядок снятия и установки лучше проверить при передаче оборудования.

У «Глорис-02» есть верхняя металлическая полка. Это полезная особенность устройства, но металл не заменяет предусмотренную опору для горячего инструмента. Плойку, утюжок и другие нагревающиеся приборы размещают по их инструкции. Проверяйте контакт не только с верхом, но и с держателем, кабелем и соседними пластиковыми частями.

Держатель фена оценивают с вашим прибором. У М-01 он съёмный. Вставьте фен в обычной рабочей ориентации и проверьте, не выпадает ли он, не упирается ли насадка и где оказывается шнур. Крепление должно соответствовать устройству тележки, а установленный прибор не мешать перемещению рядом с креслом.

Боковые панели «Глорис-02» закрывают стороны конструкции, но не делают внутреннее пространство стерильной камерой. В ящиках поддерживают предусмотренное раздельное хранение. Для стерильных изделий сохраняют целостность упаковки и установленные условия хранения; закрывание ящика само по себе обработку не выполняет.

Нагрузка: что проверяют для инструмента и аппарата

Масса самой тележки, масса упаковки и допустимая нагрузка отвечают на разные вопросы. Вес в транспортных документах не показывает, сколько можно положить в ящик или на крышку. При подборе оборудования под аппарат сопоставляем его массу, опорные точки, полезную поверхность и допустимую нагрузку по документации выбранной конструкции.

Для парикмахерских принадлежностей тоже важно распределение. Тяжёлые предметы сверху повышают центр масс. Одновременно открытые нагруженные ящики могут менять устойчивость. Открывайте отделения в предусмотренном порядке, не используйте выдвинутый ящик как дополнительный столик и не опирайтесь на него корпусом.

Бортики и ограждения удерживают принадлежности от случайного сдвига, но не увеличивают разрешённую массу. Пластиковая крышка с отверстиями также не становится универсальной платформой под прибор. Для конкретного аппарата подберём подходящую полочную тележку и проверим его размещение целиком, включая провода и вентиляцию.

Если прибор должен работать на тележке, заранее определяют маршрут кабеля и место его подключения. Нельзя удерживать мебель натянутым проводом. Шланги и манипулы не должны попадать под колёса или цепляться за соседнее кресло. При перемещении следуют инструкции аппарата и мебели.

Колёса: проверка на вашем покрытии

У М-01 четыре пластиковых колеса; у «Глорис-02» и «Алана-01» также используются пластиковые ролики. Материал сам по себе не подтверждает бесшумность на любом полу. Проверьте прямое движение, разворот и прохождение стыков на покрытии, похожем на ваше. При смене направления тележка не должна цепляться за привычный маршрут мастера.

Порог и мягкое покрытие влияют на перемещение. Небольшой ролик может свободно катиться по гладкому полу и останавливаться у переходного профиля. Не разгоняйте тележку ради преодоления препятствия с принадлежностями сверху. Лучше изменить маршрут или подобрать подходящее основание под реальные условия.

Функцию стопора проверяют по выбранному колесу. Сам факт наличия роликов не описывает фиксацию. При необходимости неподвижного положения подберём конструкцию с соответствующим решением. Электрический провод, шланг или зажатое между мебелью основание не используют вместо фиксатора.

Волосы и загрязнения на оси ухудшают вращение. Во время ухода проверяют каждый ролик и крепление. Способ очистки и возможность снятия определяются конструкцией. При заказе сменных деталей нужны тип крепления и размеры, а не только чёрный или белый цвет колеса.

Бюджет: одно место и партия тележек

При одинаковом количестве модель сравнивают по составу и рабочему уровню. Четыре М-01 стоят 19 600 ₽, четыре «Глорис-02» 36 000 ₽, четыре «Алана-01» 25 000 ₽ по базовым ценам на 22 октября 2026 года. Низкую модель включают в закупку для соответствующей задачи, а не выбирают автоматически как промежуточный по цене вариант.

Группа оснащения	Формула	Базовая сумма
4 парикмахерских места с М-01	4 × 4 900	19 600 ₽
4 места с Глорис-02	4 × 9 000	36 000 ₽

Группа оснащения	Формула	Базовая сумма
4 М-01 и 2 Алана-01	$4 \times 4\,900 + 2 \times 6\,250$	32 100 ₽
4 Глорис-02 и 2 Алана-01	$4 \times 9\,000 + 2 \times 6\,250$	48 500 ₽

Калькулятор считает однородную группу: количество $\times$ (базовая цена + опции на штуку) + общие расходы. Для смешанного комплекта посчитайте каждую группу и сложите результаты, как в таблице. Выбранные дополнения и условия поставки включим в состав заказа, чтобы итог можно было сопоставить с приёмкой.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Разница между М-01 и «Глорис-02» составляет 4 100 ₽ на штуку, для четырёх мест 16 400 ₽. При выборе решите, нужны ли верхняя металлическая полка и боковые панели на каждом месте. Иногда разумно разделить закупку по рабочим сценариям, сохранив общую организацию хранения.

Подводные камни, которые видны только в работе

Низкая тележка может быть шире высокой. «Алана-01» высотой 32 см имеет ширину 44 см. Если ориентироваться только на высоту, легко недооценить место рядом со стулом и опорой кресла.

Пять ящиков не равны пяти одинаковым рабочим наборам. Вместимость проверяют по реальным лоткам и упаковкам. Не заполняйте отделение до состояния, когда принадлежности цепляются за верхнюю часть при закрывании.

Металлическая полка не описывает температурный режим. Горячие приборы размещают с предусмотренными опорами. Покрытие, пластик рядом и кабель могут иметь свои ограничения.

Съёмная принадлежность меняет габарит. Держатель с установленным феном выступает за корпус и влияет на маршрут. Сравнение пустой тележки не показывает этот момент.

Устойчивость зависит от наполнения. Тяжёлый верх и открытые ящики меняют распределение массы. Демонстрацию проводят с обычным рабочим набором, а правила эксплуатации сохраняют при ежедневном использовании.

Санитарные требования и документы на мебель

С 1 сентября 2026 года действуют СП 2.1.4284-26, утверждённые постановлением от 2 июня 2026 года № 20. Для предприятий соответствующего профиля пункт 99 предусматривает санитарные требования к мебели, поверхностям, обработке и уборке. Поверхности должны допускать влажную уборку и дезинфекцию.

При выборе это означает проверку стыков, внутренних углов, ручек, боковин и доступа к колёсам. Глубокий недоступный паз может быть неудобнее простой открытой детали. Подготовленные принадлежности и использованные предметы размещают отдельно. Тележку для текущей работы не используют вместо зоны обработки инструмента.

Для педикюрных операций с риском повреждения кожи нужны стерильные инструменты и материалы. Подпункт 28 пункта 99 предусматривает не менее трёх наборов типовых инструментов или сменных одноразовых элементов на рабочее место для перечисленных

услуг. Ящик обеспечивает размещение, а стерильность сохраняют обработка, упаковка и установленные условия хранения.

Влажная уборка по правилам проводится не менее двух раз в день, генеральная не реже одного раза в неделю. Контактные поверхности готовят между клиентами по рабочему порядку. Для мебельной продукции общие технические требования рассматриваются в ГОСТ 16371-2014; документы и требования к конкретному изделию сопоставляют с его назначением и поставкой.

Уход: ящики, каркас, держатель и ролики

После клиента убирают использованные материалы и обрабатывают предусмотренные контактные поверхности. Средство и экспозицию выбирают по инструкции с учётом пластика, металла и покрытия. Сильный растворитель или абразив способен повредить материал, даже если обычную влажную уборку он переносит хорошо.

При регулярной уборке освобождают ящики от содержимого и очищают доступные углы. Съёмные детали снимают только предусмотренным способом. Перед возвращением сухого запаса проверьте состояние поверхности и выполнение порядка обработки. Рабочий набор лучше хранить так, чтобы не перекладывать всё ради одной загрязнённой детали.

В начале смены осматривают ролики, крепления, края ящиков и держатель фена. Если колесо стало вращаться хуже, сначала находят причину: волосы, загрязнение, повреждение или ослабленное крепление. Силой толкать тележку с нагруженной верхней частью неудобно и увеличивает риск опрокинуть содержимое.

Смазку, замену колёс и подтяжку выполняют в порядке изготовителя. Универсальный срок замены роликов по числу клиентов мы не назначаем. Для сервиса полезны фото крепления, модель и описание дефекта. Записывайте заменённые детали, чтобы при следующем обращении подобрать совместимую принадлежность.

Частые ошибки при выборе

- Сравнивать высокую М-01 и низкую «Алана-01» только по цене, не учитывая положение руки мастера.
- Оценивать проход по корпусу без фена, открытого ящика и поворота соседнего кресла.
- Считать наружные 33 × 34 см полезным размером ящика.
- Принимать массу упаковки за допустимую нагрузку хранения.
- Класть горячий прибор прямо на поверхность без предусмотренной опоры.
- Ждать от пластикового колеса одинакового движения на плитке, ковре и пороге.
- Размещать использованные предметы вместе с подготовленными принадлежностями.

Приёмка тележки с вашим рабочим набором

1. Сверьте модель, цвет, число ящиков, держатель и другие выбранные элементы с составом заказа.
2. Осмотрите каркас, покрытие, пластик, углы и крепления. Повреждения отметьте фотографиями и записью при передаче.
3. Проверьте сборку, устойчивость и движение каждого колеса на ровном полу.
4. Откройте и закройте ящики, проверьте предусмотренное снятие. Вложите свои лотки и упаковки.

5. У М-01 примерьте фен в держателе, у «Глорис-02» проверьте верхнюю полку, у «Алана-01» доступ из положения сидя.
6. Проверьте движение рядом с креслом, стулом и кабелями. Затем выполните подготовку поверхностей перед работой.

FAQ: вопросы о тележках

М-01 и «Глорис-02» одинаковые по размеру?

Ширина и глубина совпадают: 33 × 34 см. Высота М-01 84,5 см, «Глорис-02» 85 см. При выборе дополнительно сравнивают верхнюю металлическую полку, боковые панели и доступ к принадлежностям.

Почему «Алана-01» такая низкая?

Это низкая тележка для инструментов у педикюрного места. Её наружная высота 32 см. Подберём размещение относительно стула мастера и положения ноги клиента.

В М-01 входят пять ящиков?

Да, в сравниваемой комплектации пять пластиковых выдвижных ящиков, металлический каркас, съёмный держатель фена и четыре пластиковых колеса.

Можно ли поставить аппарат на любую из этих моделей?

Для аппарата подбирают конструкцию по массе, опорным точкам, полезной поверхности и разрешённой нагрузке. Пришлите модель прибора, подберём подходящее размещение и проверим документы выбранной тележки.

Металлическая полка подходит для горячей плойки?

Используйте предусмотренную для прибора опору. Материал полки сам по себе не определяет допустимую температуру покрытия и соседних деталей.

Как посчитать четыре тележки?

В калькуляторе выберите модель и количество четыре. По базовым ценам М-01 дают 19 600 ₽, «Глорис-02» 36 000 ₽, «Алана-01» 25 000 ₽. Дополнения и общие расходы можно ввести отдельными полями.

Достаточно ли закрыть стерильный инструмент в ящике?

Условия стерильного хранения зависят от обработки, упаковки и установленного срока. Ящик помогает организовать размещение, но не заменяет эти этапы. Подготовленные и использованные предметы хранят отдельно.

Какие данные нужны для подбора?

Рабочая высота, план места, список принадлежностей, размеры лотков и модель фена или аппарата. По этим данным сравним устройство, проверим доступ и подготовим комплект.

Модели из разбора

М-01, Глорис-02 и Алана-01: размеры и комплектация.

Подбор стула мастера.

Согласование мебели, света и хранения на рабочем месте.