

Массажный стол: складная конструкция, рабочая высота и два мотора

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Массажный стол выбирают по рабочей высоте, поддержке клиента, доступу специалиста и условиям перемещения. Для постоянного кабинета и выезда нужны разные конструкции. Складное ложе удобно убирать, стационарная кушетка рассчитана на постоянную расстановку, электропривод помогает менять определённые положения в ходе работы. Сравним складную «Альту», стационарную КМ-02 и двухмоторную КМ-3007. Покажем, как читать диапазон высоты, отделять массу изделия от допустимой нагрузки, проверять подголовник и считать закупку. Для выбора важны конкретные движения и размеры, а не только название «профессиональный стол».

Сравнение трёх конструкций

Модель и базовая цена	Размер и высота	Устройство
Альта 19 180 ₽	Отдельные размеры 180 × 60 или 190 × 70 см; высота 64-76 см	Складная конструкция, мягкая часть толщиной 9,5 см, масса 19,7 кг
КМ-02 23 500 ₽	186 × 60 × 74 см	Стационарный металлический каркас, механический подголовник, отверстие для лица, подлокотники с регулировкой высоты; масса 16,5 кг
КМ-3007, 2 мотора 59 900 ₽	195 × 72 см; высота 46-79 см	Электрические высота и спинка; накладная подушка закрывает отверстие для лица; изготовление под заказ

Складная «Альта» тяжелее стационарной КМ-02 на 3,2 кг: 19,7 - 16,5 = 3,2. Поэтому складную конструкцию выбирают не по предположению о малом весе, а по удобству хранения, форме в собранном виде и реальному маршруту перевозки. У КМ-3007 другая сильная сторона: электрический диапазон высоты 46-79 см.

Быстрый выбор: какой стол нужен вам

- Альта, 19 180 руб.** Для работы с последующим складыванием и освобождением места. Высота 64-76 см, два варианта размера и мягкая часть 9,5 см. Подберём рабочую поверхность и состав предложения; базовая цена 19 180 ₽.
- КМ-02, 23 500 руб.** Для постоянного кабинета с подходящим уровнем 74 см. За 23 500 ₽ получаете стационарную конструкцию 186 × 60 см, механический подголовник и регулируемые по высоте подлокотники.
- КМ-3007, 2 мотора, 59 900 руб.** Для частого изменения высоты и спинки с помощью электроприводов. Диапазон 46-79 см, поверхность 195 × 72 см и накладная подушка для отверстия лица. Модель за 59 900 ₽ изготавливается под заказ, срок сообщим перед оформлением.

Складной стол и два варианта постоянного места



Кушетка складная «Альта»

Размер 180 × 60 или 190 × 70 см; высота 64-76 см, масса 19,7 кг.

19 180 руб.



Кушетка массажная "КМ-02"

186 × 60 × 74 см; стационарная конструкция, подголовник и опоры рук.

23 500 руб.



Кушетка массажная "КМ-3007" 2 мотора

195 × 72 см, высота 46-79 см; два мотора для высоты и спинки, под заказ.

59 900 руб.

Складной, разборный и стационарный стол

Складной стол переводят в предусмотренное положение для хранения и транспортировки. При выборе проверьте порядок раскладывания, фиксацию опор и возможность переносить конструкцию по своему маршруту. Сумка, выступающий подголовник и другие принадлежности добавляются к массе и размеру переносимого комплекта.

Разборная мебель требует отделения предусмотренных деталей и повторной сборки. Это отличается от ежедневного складывания. Если стол будут перемещать регулярно, покажите маршрут и частоту поездок. Подберём вариант, который подходит именно к такому способу эксплуатации.

КМ-02 устанавливают как стационарное место. Её металлический каркас, подголовник и опоры рук проверяют вместе с расстановкой кабинета. Небольшая масса изделия сама по себе не делает его складным и не описывает удобство подъёма по лестнице.

При приёмке складной модели повторите весь цикл без клиента: раскладывание, фиксация, осмотр опор, складывание и перенос в место хранения. Затем выполните примерку рабочего положения в пределах инструкции. Для перевозки важно, чтобы принадлежности были защищены и не повреждали обивку.

Высота: сравнивайте нижнюю и верхнюю границы

У «Альты» диапазон 64-76 см, разница границ 12 см. У КМ-3007 46-79 см, разница 33 см. Большой диапазон позволяет получить больше вертикальных положений, но нужную настройку всё равно находят на рабочем месте. Слишком высокий минимум и недостаточный максимум решают разные задачи выбора.

КМ-02 имеет наружный размер по высоте 74 см. Если постоянный уровень подходит работе, это можно проверить без подъёмного механизма. Когда место используют несколько сотрудников или в ходе услуги меняется рабочая высота, сравните конструкции с соответствующей регулировкой.

Для примерки нужны обычная обувь мастера, положение клиента и используемые принадлежности. Проверьте доступ к дальней стороне и рабочей зоне, возможность перемещаться вокруг ложа и опоры рук клиента. Универсальную высоту для каждого специалиста по одному росту назначать неудобно: важна вся рабочая геометрия.

Запишите найденную высоту и способ её получения. Механическая перестановка опор и электрический подъём выполняются по разным правилам. Допустимость изменения

положения с клиентом определяют по инструкции модели. Не меняйте фиксаторы и длину опор произвольно под нагрузкой.

Ширина 60, 70 и 72 см

Для «Альты» доступны поверхности 180 × 60 и 190 × 70 см. Это отдельные размеры, а не выдвижение одного ложа на 10 см. Подберём вариант по положению клиента и досягаемости. Ширина 60 см ближе по геометрии к КМ-02, у электрической КМ-3007 ширина 72 см.

Более широкая поверхность добавляет место для расположения, но может увеличить расстояние до дальней стороны. Проверьте рабочие действия с обеих сторон стола. Если для доступа приходится постоянно тянуться через клиента, сначала сравните ширину, подход и высоту.

У КМ-02 подлокотники регулируются по высоте. Их положение оценивают вместе с отверстиями и подголовником, чтобы руки имели подходящую поддержку. Наружный контур с принадлежностями и размер основной поверхности могут различаться; для планировки учитывают весь используемый комплект.

Толщина мягкой части и положение головы

Толщина мягкой части «Альты» составляет 9,5 см. Это размер, который полезно учитывать при сравнении высоты и перевозке. Он не сообщает сам по себе плотность наполнителя, скорость восстановления или допустимую нагрузку. На примерке оценивают поддержку тела и характер контакта с поверхностью.

КМ-02 оснащена отверстием для лица и механически регулируемым подголовником. Проверьте настройку и фиксацию в нужном положении, доступ к креплению и возможность обработки вокруг отверстия. Подголовник не должен самопроизвольно смещаться при предусмотренном использовании.

У двухмоторной КМ-3007 есть накладная подушка, которая закрывает отверстие для лица. Примерьте её в обоих сценариях: с открытым отверстием и с установленной подушкой. Покрытие и принадлежности должны лежать без мешающих складок и сохранять нужное положение головы.

Какие движения дают два мотора

В КМ-3007 два электрических узла: подъём высоты кушетки и изменение угла спинки. Их полезность оценивают по частоте этих настроек в работе. Если требуется другое движение, подберём модель с соответствующей схемой, а не будем судить о ней только по числу двигателей.

Проверка	Альта и КМ-02	КМ-3007, 2 мотора
Рабочая высота	Альта 64-76 см; КМ-02 постоянный уровень 74 см	Электрический диапазон 46-79 см
Положение головы и спинки	У КМ-02 механический подголовник, отверстие для лица	Электрическая спинка и накладная подушка для отверстия
Подготовка места	Фиксация складных опор или установка стационарного каркаса	Питание, управление, кабель и свободное движение конструкции
Перевозка и хранение	Альту можно сложить; КМ-02 выбирают для постоянной расстановки	Планируют доставку и установку электрической модели

Перед установкой электрической модели проверьте требования к питанию и рабочему циклу в её инструкции. Мощность, допустимая длительность включения и паузы относятся к конкретной системе. Подготовим сведения по выбранному исполнению для подключения; по двум моторам эти параметры не вычисляют.

Нагрузка стола и масса самого изделия

Масса «Альты» 19,7 кг и масса КМ-02 16,5 кг нужны для переноски и доставки. Максимальная нагрузка относится к использованию мебели. Для «Альты» она составляет до 200 кг, для КМ-02 до 180 кг; условия применения проверяют по инструкции выбранного исполнения.

Статическое испытание, рабочая нагрузка и предел подъёмного механизма описывают разные режимы. Для выбора под конкретную технику работы проверяют её соответствие назначению изделия и ограничения секций. Число в испытании не используют как универсальную массу клиента при любом воздействии.

Осмотрите опоры, пол и фиксаторы. Неустойчивость, новая трещина или самопроизвольное изменение положения требуют проверки. На стол не встают для доступа к верхней полке, а на край подголовника не садятся вместо основной поверхности.

Расчёт закупки для двух мест

Выберите модель и целое количество. Дополнения на один стол и общие расходы вводятся отдельно. Базовая цена берётся из нашей текущей карточки, а стоимость выбранного размера, обивки и комплектации включается в рассчитанное предложение.

Формула: сумма = количество × (базовая цена + дополнения на единицу) + общие расходы. Пустые обязательные поля, отрицательные значения и дробное количество калькулятор просит исправить.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

По базовым ценам на 22 октября 2026 года две «Альты» дают $2 \times 19\,180 = 38\,360$ ₽, две КМ-02 47 000 ₽, две КМ-3007 с двумя моторами 119 800 ₽. Для разных моделей посчитайте группы отдельно и прибавьте общую доставку один раз.

Проверочный пример с условными дополнениями: две КМ-02, по 1 500 ₽ на единицу и 3 000 ₽ общих расходов. Итог $2 \times (23\,500 + 1\,500) + 3\,000 = 53\,000$ ₽. Эти доплаты служат примером ввода, замените их суммами своего заказа.

КМ-3007 изготавливается под заказ. Перед оформлением сообщим срок выбранного исполнения и подготовим комплект. Для планирования открытия учитывайте поставку, сборку и время на приёмку рабочего места вместе с остальным оборудованием.

Уход и требования к использованию

Для салонных бытовых косметических услуг применяются СП 2.1.4284-26, действующие с 1 сентября 2026 года. Пункт 99(5) предусматривает мебель, допускающую мойку и дезинфекцию. Для медицинских организаций в этих правилах предусмотрен отдельный раздел IV. Подбор документов и организация помещения зависят от фактического назначения услуг.

При салонном использовании по 99(35) влажная уборка помещений проводится не реже двух раз в день, по 99(36) уборка с обработкой предусмотренных поверхностей по графику не реже раза в неделю. Контактные покрытия и принадлежности включают в свой порядок обработки. Состав средства, концентрацию и выдержку берут из инструкции с учётом совместимости материала.

ГОСТ 19917-2014 рассматривает мебель для сидения и лежания в своей области применения. Назначение и документы конкретного изделия проверяют отдельно. Для медицинской поставки подготовим соответствующий комплект, не подменяя его обычным салонным наименованием товара.

Очищайте доступные поверхности без абразива и случайных растворителей. Следите за целостностью швов, чехлов, подголовника и мест соединения секций. Повреждение покрытия затрудняет обработку и требует решения до дальнейшей рабочей эксплуатации.

Складные опоры и фиксаторы осматривают по порядку из инструкции. У электрической модели контролируют кабель, управление и движение узлов; очистку и технические операции выполняют с предусмотренным отключением. При заклинивании и изменении работы привода остановите использование и сообщите нам модель и проявление проблемы.

Записывайте осмотры и заменённые детали, сохраняйте данные комплектации. Это помогает повторить обслуживание и заказать совместимый узел. Интервалы технических работ берут из инструкции, а условия хранения и перевозки выбирают с защитой покрытия и механизмов.

Приёмка массажного стола

1. Сверьте модель, размер поверхности, основание, цвет, подголовник и опоры рук с составом заказа.
2. Осмотрите обивку, швы, каркас и крепления, отметьте повреждения при передаче.
3. Разложите Альту по инструкции и проверьте все предусмотренные фиксаторы; соберите стационарную модель в установленном порядке.
4. Проверьте устойчивость на ровном полу и подходящую рабочую высоту.
5. На КМ-02 проверьте подголовник, отверстие для лица и опоры рук; на КМ-3007 отдельно электрические высоту и спинку.
6. Примерьте клиента, положение мастера, освещение и доступ с двух сторон.
7. Проверьте маршрут уборки, проводов, перевозки и хранения, если он нужен.
8. Сохраните документы, подготовьте поверхности и принадлежности перед работой.

Частые ошибки выбора

- Считать любой складной стол более лёгким, чем стационарный.
- Выбирать высоту только по верхней границе диапазона.
- Смешивать два размера Альты в обещание выдвижной поверхности.
- Принимать толщину мягкой части за её плотность и ресурс.
- Сравнивать вес изделия с допустимой рабочей нагрузкой.
- Ожидать неподтверждённые движения от двух электромоторов.
- Считать базовую цену полной стоимостью любого размера и набора опций.

FAQ: складной и электрический стол

Какая модель складывается?

Альта. Она имеет диапазон высоты 64-76 см и отдельные размеры 180 × 60 или 190 × 70 см. Выбранный вариант подберём вместе с комплектацией.

Сколько весит Альта?

19,7 кг, толщина мягкой части 9,5 см. Для переноски дополнительно учитывайте принадлежности и сумку, если она включена в комплект.

Какая высота у КМ-02?

Наружный размер 186 × 60 × 74 см. У неё механический подголовник, отверстие для лица и регулируемые по высоте подлокотники.

Что меняют два мотора КМ-3007?

Высоту кушетки и угол спинки. Диапазон высоты 46-79 см, поверхность 195 × 72 см. В комплект входит подушка для закрытия отверстия лица.

Что дешевле для двух мест?

По базовым ценам две Альты 38 360 ₽, две КМ-02 47 000 ₽, две КМ-3007 с двумя моторами 119 800 ₽. Затем добавляют выбранные дополнения и общие расходы.

Толстая мягкая часть всегда лучше?

Сравнивают поддержку клиента и рабочее положение. Толщина 9,5 см у Альты описывает размер, а свойства наполнителя и удобство оценивают отдельно на примерке.

КМ-3007 можно получить со склада?

В рассматриваемом предложении модель изготавливается под заказ. Сообщим срок выбранного исполнения перед оформлением и включим его в план поставки.

Что прислать для подбора?

Перечень рабочих положений, нужную высоту, план кабинета и условия перевозки. Сравним поверхность, конструкцию, регулировки и состав поставки.

Столы из сравнения

Альта, КМ-02, КМ-3007, 2 мотора: размеры и комплектация.
Сравнение секционного кресла и анатомической кушетки.
Рабочая посадка и высота стула мастера.